



Keystone Scotch Brite™

Gli spazzolini Keystone Scotch Brite™ sono utilizzati per caratterizzare e lucidare; si ottiene così il massimo risultato estetico delle superfici anatomiche dei vari dispositivi protesici.

A proposito di Scotch Brite™

Utilizzare a basse velocità, non oltre i 5.000 giri al minuto e con leggera pressione. Questi spazzolini sono disponibili in 3 versioni: grossa, media e fine e consentono di arrivare a qualsiasi tipo di superficie e lucentezza di cui si ha bisogno.



GROSSO

MEDIO

FINE

Possibili Applicazioni

- Rifinitura bordi allineatori
- Tessitura zirconia
- Rifinitura resine 3D
- Rifinitura resine acriliche per protesi mobile
- Rifinitura resine morbide e nylon per protesi mobile

PRODOTTO	COLORE	Ø	Q.T. Å	CODICE
Grosso	Marrone	25 mm	12 pz	1670016
Medio	Grigio Scuro	25 mm	12 pz	1670092
Fine	Rosso	25 mm	12 pz	1670091